

La nostra Mission

Offrire al Cliente la fornitura del più efficiente processo di acquisto, per tenere alta la filosofia di miglior rapporto "qualità-innovazione-prezzo" e soddisfare le più esigenti richieste del settore medicale.

Chi siamo

Ref Italia è un'azienda fondata nell'anno 2005.

La nostra esperienza pluriennale ci ha resi partner di fiducia di molti Clienti, per la fornitura di apparecchiature ecografiche, prodotti medicali ed elettromedicali, tutti altamente tecnologici.

Distribuiamo le migliori tecnologie al servizio della salute, nel pieno rispetto delle normative e degli standard europei ed internazionali per livello di qualità e sicurezza.

Nel corso di questi anni Ref Italia si è specializzata nella ricerca e nella vendita di dispositivi ad alta tecnologia medica pertanto, gli articoli da noi commercializzati, sono frutto di un'attenta ricerca sul mercato nazionale ed internazionale, al fine di offrire al Cliente il prodotto più adatto alle sue esigenze.

Ogni giorno nuove tecniche e nuove industrie si sviluppano nel campo dell'ingegneria medica e delle attrezzature ospedaliere. Con gli sforzi congiunti di tutti i nostri professionisti e del personale, aggiorniamo i nostri prodotti per tenere alta la filosofia di miglior rapporto "qualità-innovazione-prezzo" e soddisfare le più esigenti richieste del settore.

Il nostro obiettivo è essere un fornitore unico per il Cliente, dalle principali attrezzature per la diagnostica, fino al materiale chirurgico e per sala operatoria. I nostri Clienti trovano in questo modo, con un solo punto di contatto, la fornitura del più efficiente processo di acquisto.

Ref Italia è una società fondata su una semplice premessa, il rispetto: rispetto delle esigenze del Cliente e del suo tempo.



REF ITALIA S.r.l.
Via Nomentana, 403 - Roma
info@refitalia.it - www.refitalia.it
Tel. 06.45547880 - Fax 06.45547881



Canon



Women's Health

For every stage of life

Ultrasound solutions



Canon
CANON MEDICAL SYSTEMS
Made For life

Ref Italia Srl - 0645547880 - info@refitalia.it - www.refitalia.it



Nuovo Ecografo Aplio a WHC

Monitor 21,5" , Dicom, D-THI, Aplipure, Precision +, TSO, Trapezoid, Real Time Quick Scan, ADF, Smart 3D, SMI, Auto NT,4D Kit, Luminance:

- Sonda Volumetrica Addominale
- Sonda Volumetrica Endocavitaria
- Stampante B/N

Ordine entro il 29 Novembre

Consegna entro il 20 Dicembre

Iper ammortamento 170%

In omaggio Colposcopio Optomic OP-C2

Rata Mensile 953,00 + IVA

Tasso Fisso, Assicurazione Inclusa



Colposcopio Optomic OP-C2

- Testa stereoscopica con binocolo inclinato
- Sorgente luminosa alogena, allo xeno o LED. Conduzione della luce tramite cavo a fibre ottiche. Filtro verde
- Tamburo di ingrandimento a tre posizioni, sistema Galileo
- Intervallo di ingrandimento: da 3,5x a 17,5x a seconda della combinazione di bersaglio, binocolo e oculare scelti
- Testa con eccellente movimento universale per mezzo di cuscinetti angolari e dischi in teflon
- Braccio a parallelogramma autocompensante che imposta l'altezza nella posizione desiderata
- Cavalletto con ruote frenanti
- Ottiche Zeiss

IPER AMMORTAMENTO 170% PER ACQUISTI ENTRO IL 2019