











For VRL

Fractional for vulva

Fractional for face

CO, for surgery





VRL system

Usa una particolare sonda manuale con tecnologia di rotazione automatica a 360° producendo 50-70°C ad una profondità controllata dentro la mucosa vaginale che stimola la contrazione, ristrutturazione e rigenerazione del collagene; promuove la proliferazione ed il rimodellamento delle fibre del collagene; mialiora la microcircolazione della mucosa vaginale; incrementa la secrezione cellulare e le funzioni reattive, ottenendo una significativo rassodamento duraturo delle parti intime femminili contribuendo alla restituzione di un' armoniosa vita sessuale.





Distribuito da:



Via Nomentana, 403 – 00162 Roma Tel. 0645547880 - Fax 0645547881 Mail to: info@refitalia.it www.refitalia.it - www.refitalia.eu

